




Pour télécharger l'application, rendez-vous sur l'App Store  et télécharger **Therap-e** 




**1 - Démarrer l'application Therap-e en appuyant sur l'icône Therap-e** 





**2 - Pour la 1ère connexion, renseigner l'identifiant et le mot de passe, puis choisir un code PIN (différent de 0000 ou 1234), puis Valider**


**NB :** Il est nécessaire d'avoir du réseau pour la 1ère connexion à l'application



**2 bis - Pour les connexions suivantes, l'application demandera uniquement le code PIN (renseigné lors de la 1ère connexion)**




**3 - Sur la page Dossiers, appuyer sur  en bas à droite de l'écran pour créer une nouvelle demande**




#### 4 – Renseigner les informations de création du dossier patient

Appuyer sur **Valider** pour faire défiler les différentes étapes :


- Informations patient
- Consentement patient
- Type de demande
- Informations complémentaires





#### 5 – Sélectionner les destinataires du dossier (liste de diffusion ou nominativement), puis appuyer sur **Terminer**




#### 6 – Le télédossier est créé Sélectionner la fiche de liaison pour la renseigner



#### 7 – Renseigner la fiche de liaison jusqu'à la partie « **Fin de la saisie – Attente de l'avis de l'équipe de CMF** »

Cliquer sur  en bas à droite de l'écran puis sur  pour prendre une photographie



**8** – L'appareil photo est activé

Prendre la photo

Une fois la photographie prise, choisir **Utiliser la photo** pour l'ajouter au dossier, ou **Reprendre** si elle ne convient pas




**9** – Une fois la saisie terminée, Appuyer sur **Valider et quitter** pour envoyer le dossier à l'équipe médicale d'expertise




**10** – **Enregistrer et signer** signe la fiche qui ne sera alors plus modifiable

**Enregistrer** permet une modification ultérieure de la fiche



**11** – Les éléments envoyés aux médecins experts s'affichent. S'il y a du réseau, une notification apparaît en bas de l'écran précisant que le dossier a bien été transmis. Appuyer sur **Retour** en haut à gauche de l'écran pour retourner à la page de création de dossier



**12** – Il est possible de retourner dans le dossier patient pour consulter l'avis d'expert. Valider la consultation en cochant la case « Avis d'expertise consulté par l'urgentiste ». Puis **Valider et quitter**