




Pour télécharger l'application, se rendre sur Play Store  et télécharger **Therap-e** 




1 - Démarrer l'application Therap-e en appuyant sur l'icône Therap-e




2 - Pour la 1ère connexion, renseigner l'**identifiant** et le **mot de passe**, puis choisir un **code PIN** (différent de 0000 ou 1234), puis **Valider**
NB : Il est nécessaire d'avoir du réseau pour la 1ère connexion à l'application





2 bis - Pour les connexions suivantes, l'application demandera uniquement le code PIN (renseigné lors de la 1ère connexion)



3 - Sur la page « Dossier » sélectionner le dossier du patient concerné pour l'ouvrir




4 - Une fois le dossier ouvert, sélectionner l'imagerie **DICOM**  pour la visualiser






5 - Choisir une série pour la visualiser




6 – Faire défiler les images en les faisant glisser avec le doigt ou utiliser le curseur du bas

Appuyer sur  en haut à droite pour accéder aux options




7 – Choisir  pour modifier la luminosité et le contraste
Sélectionner  pour **télécharger** la totalité de la série
Appuyer une fois sur  pour revenir à la sélection de la série, et une 2ème fois pour revenir au dossier




8 – Sélectionner la fiche de liaison pour visualiser les informations saisies par l'urgentiste



9 – Compléter le télé dossier et appuyer sur **Valider et quitter** pour l'envoyer

Pour quitter sans modification, cliquer sur la flèche  en haut à gauche de l'écran (= retour à la page précédente)



10 – Quand il y a du réseau et que le dossier a été modifié, une notification indique en bas de l'écran que le dossier a bien été transmis

Pour retourner à la liste des patients, cliquer sur la flèche en haut à gauche 